

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Chrome





L'INNOVATIVA
PIATTAFORMA LASER
MODULARE

Chrome

L A S E - S T A T I O N

Innovativa **piattaforma laser modulare** basata su una **tecnologia Q-Switch evoluta** per massimizzare le possibilità e la qualità dei risultati per i tuoi pazienti.



GUIDA IL CAMBIAMENTO

Innovazione e massima flessibilità si combinano per coinvolgere il paziente nella scelta del suo trattamento. Maggiore fidelizzazione e soddisfazione del cliente.



ESPANDI LE TUE POSSIBILITÀ

Scegli il frutto di 35 anni di esperienza nello sviluppo di laser per la cura della persona con un design 100% italiano.



SCEGLI LE SKIN APPS™

Costruisci la tua piattaforma Chrome con moduli aggiuntivi e le esclusive Skin Apps™ per avere a disposizione più di 50 tipi di trattamenti.




FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS

La piattaforma laser che cresce insieme alla tua attività: potrai implementarla in qualsiasi momento con i moduli e gli accessori opzionali di cui hai bisogno.

Guida il — cambiamento

Finalmente i professionisti di medicina estetica avranno nelle loro mani una piattaforma laser mai vista prima che offre **più di 50** differenti tipi di **indicazioni d'uso** e le esclusive **Skin Apps™** progettate per spiegare ai pazienti in maniera attuale e digitale, nuove soluzioni di trattamento.





Fractional HC

Fractional DF

Nd:YAG
1064 nm P

TWAIN
IPL

ROSSO
694 nm QS

Nd:YAG
532 nm
1064 nm
QS - OP

TWAIN
Er:YAG 2940

NaturaPeel



Espandi le tue — possibilità

Chrome Lase Station dal design 100% italiano, frutto di 35 anni di esperienza nello sviluppo di laser per la cura delle persone, ti permette di offrire ai pazienti **un'ampia gamma di trattamenti** grazie a **molteplici** opzioni modulabili.

Espandi le tue possibilità

OPTIZOOM


Tecnologia innovativa per la massima precisione di trattamento Sorgenti disponibili: 1064 P | 1064 QS | 532 QS



Lesioni Vascolari
Dermatologiche



Lesioni Pigmentate
Benigne



Ringiovanimento
Cutaneo



Rimozione di Tatuaggi
Multicolore



Onicomicosi

ROSSO

Manipolo laser Q-Switched 694nm attivo e ultra durevole



Lesioni Pigmentate
Benigne



Rimozione
Tatuaggi



Espandi le tue possibilità

NATURAPEEL

Manipolo fisso per peeling laser con crema dedicata




NaturaPeel™



Fractional HC

High Coverage – Trattamento frazionato delle pigmentazioni

- Ringiovanimento Cutaneo
- Lesioni Pigmentate Benigne & Toning



Twain IPL

Mix di potenza e versatilità

- Lesioni Vascolari Benigne • Epilazione
- Lesioni Pigmentate Benigne
- Ringiovanimento Cutaneo



Twain 2940

Potere ablativo nelle tue mani

- Cicatrici • Skin Resurfacing
- Trattamenti Dermatologici Ablativi

Fractional DF

Deep Fractional - Trattamento di skin resurfacing con effetto multi livello


- Cicatrici • Skin Resurfacing
- Ringiovanimento Cutaneo • Rimozione Tatuaggi Persistenti



Scegli le Tue _____ Skin Apps™

Oggi potrai **spiegare** ai tuoi pazienti i trattamenti in **maniera chiara** e **semplice**. Si sentiranno più coinvolti nella scelta e aumenterà la loro fidelizzazione.







NaturaPeel™

PEELING DELICATO E VELOCE

Il laser agisce sulla crema naturale, a base di estratti di bambù, rimuovendo le impurità superficiali.




CREMA NATURALE PER PEELING LASER

La speciale formulazione eco-friendly della crema rende questo trattamento unico nel suo genere.



EFFETTO IMMEDIATO

Nessun tempo di recupero per una pelle subito più liscia, senza impurità e pori dilatati.



NATURAPEEL™

Per gentile concessione di Quanta System



Décolleté

RIDUZIONE DEL ROSSORE

Per la pelle del décolleté senza rossori indesiderati causati dall'esposizione al sole.



UNIFORMITÀ DI TONO

Per la pelle del décolleté più tonica e senza macchie e segni dell'età.



EFFETTO TENSORE

Per stimolare la produzione di nuovo collagene che aiuta la pelle ad essere più tonica e con una riduzione delle rughe.



DÉCOLLETÉ

Per gentile concessione di Quanta System



Refresh

UNIFORMITÀ DI TONO

Per una pelle più omogenea, senza macchie e segni dell'età.

:

LUMINOSITÀ

Un vero e proprio refresh dai segni delle stanchezza e danni causati da una esposizione al sole senza protezioni.

:

RICARICA DELLA PELLE

Una delicata ricarica della pelle per contrastare i segni del tempo.



Refresh Bronze

per fototipi più scuri

EFFETTO REFRESH

Stessi risultati clinici della Skin App Refresh

:


PER FOTOTIPI PIÙ SCURI

Questa opzione è stata sviluppata per garantire la stessa attenzione e sicurezza ai pazienti con fototipi più scuri.



REFRESH

Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati



REFRESH BRONZE

Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati



Sculpt

DEFINIZIONE DELLA TEXTURE

Rimozione delle irregolarità e imperfezioni causate dal naturale processo di invecchiamento.



PEELING LASER

Peeling delicato e non invasivo per promuovere la rigenerazione cutanea e ottenere un look più fresco.



SKIN RESURFACING

Stimolazione profonda di nuovo collagene naturale per il miglioramento della pelle.



Revivo

SKIN RESURFACING & PEELING

Combinazione di skin resurfacing e peeling laser per una vera rinascita della pelle.




EFFETTO TENSORE

Ripristino di collagene naturale per una texture più definita e compatta.



TRATTAMENTO DELLA COUPEROSE

Rimozione efficace delle lesioni vascolari della pelle del viso.



SCULPT









Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati



REVIVO

Per gentile concessione del Dott. Nicola Zerbinati

...e molto di più!

		TRATTAMENTO			
					
		Lesioni Pigmentate Benigne	Lesioni Cutanee Benigne	Lesioni Vascolari Dermatologiche	Epilazione
MODULI HI-TECH	Basic	•	•		
	Pulsed	•	• ²	•	•
	NaturaPeel				
	Fractional DF	•	•		
	Fractional HC	•			
	Rosso	•			
	Twain IPL	•			
	Twain 2940	•	•	•	•
			3		
MODULI HI-TECH					
		Rimozione Tatuaggi	Skin Resurfacing	Ringiovanimento Cutaneo	Peeling 1 Cutaneo
	Basic	•		•	
	Pulsed			•	
	NaturaPeel			•	•
	Fractional DF	•	•	•	
	Fractional HC			•	
	Rosso	•			
Twain IPL	•				
Twain 2940		•	•		

BASIC: laser Q-Switch Nd:YAG 532/1064 nm

PULSED: 1064 nm in modalità pulsata basata su una sorgente laser Nd:YAG

NATURAPEEL: manipolo dedicato al peeling laser

FRACTIONAL DF: manipolo frazionato "Deep Fractional"

FRACTIONAL HC: manipolo frazionato "High Coverage"

ROSSO: manipolo laser Q-Switch 694 nm

TWAIN IPL: manipolo IPL con una gamma di più di 6 tipi di lunghezza d'onda

TWAIN 2940: manipolo Erblio frazionato

¹ Per peeling si intende il risultato del ringiovanimento cutaneo della parte più superficiale della pelle.

² Trattamento dell'onicomicosi e delle verruche.

³ Trattamento dell'acne vulgaris e dell'acne infiammatoria.

Fai crescere il tuo Business

La piattaforma laser che **crece insieme** alla tua attività: potrai implementarla in qualsiasi momento con i moduli opzionali di cui hai bisogno.



PIATTAFORMA MODULARE

La piattaforma laser Chrome è espandibile con l'aggiunta di moduli opzionali.



PIÙ DI 50 INDICAZIONI D'USO

Sono a tua disposizione un'ampia gamma di indicazioni per svolgere un elevato numero di trattamenti.



ACCESSORI PERFORMANTI

Numerosi accessori e sorgenti laser possono essere implementate per completare e ampliare le configurazioni.



A PROVA DI RISULTATO

La piattaforma laser è interamente pensata e dedicata alla massimizzazione dei risultati clinici e alla soddisfazione del paziente.



GRANDE APPEAL

Uniche ed esclusive Skin AppsTM per comunicare in maniera chiara nuove possibilità di trattamento per prendersi cura della pelle dei pazienti.

Specifiche tecniche

SORGENTE	QS/OP Nd:YAG	QS/OP Nd:YAG	P Nd:YAG (opzionale)
Lunghezza d'onda (nm)	1064	532	1064
Durata dell'impulso	6 ns in QS 6 ns + 6 ns in OP	6 ns in QS 6 ns + 6 ns in OP	0.3 ÷ 50 [ms]
Burst Mode¹	N/A Fino a 3		
Dimensione dello spot (mm)²	2 ÷ 8 mm tondo; NaturaPeel 7 mm tondo 8 mm DF frazionato tondo 9 mm HC frazionato tondo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7 mm ² quadrato (opzionale)		
Fluenza massima (J/cm²)	32 (QS) 16 (QS) 48 (OP) 19 (OP)		500 (SW Limitata)
Frequenza di ripetizione (Hz)	Fino a 20		Fino a 10 (step 0.5)
Legenda	QS Q-Switched OP Opti-Pulse P Pulsato		

¹ Non disponibile per frequenze di ripetizione maggiori di 4 Hz.

² La disponibilità dei manipoli menzionati è soggetta ad autorizzazione commerciale in alcuni Paesi. Contattare il rappresentante commerciale.

OPZIONI	Twain 2940	Twain IPL						Rosso
Lunghezza d'onda (nm)	2940	650-1200	625-1200	590-1200	570-1200	550-1200	400-1200	694
Durata dell'impulso	0.3 ÷ 1 ms	5 - 40 ms (treno di impulsi fino a 240 ms)						6 ns
Fluenza massima (J/cm²)	Fino a 10	Fluenza fino a 25 (per guide d'onda GRANDI e PICCOLE)						Fino a 5
Frequenza di ripetizione (Hz)	Fino a 6	Fino a 3 Hz						Fino a 10
Dimensione dello spot (mm)	2, 4, 9 tondo; 9 frazionato tondo	48 x 13 (GRANDE) 25 x 13 (PICCOLO)						2, 3, 4 tondo

Questa brochure non è destinata al mercato degli Stati Uniti.
Alcuni usi / configurazioni / modelli / accessori previsti non sono autorizzati per gli Stati Uniti.

© Quanta System – Tutti i diritti riservati

RADIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE

Evitare l'esposizione di pelle ed occhi alle radiazioni dirette o disperse
Raggio laser: Classe 4
Raggio puntamento: Classe 3R



CAUTION - Laser radiation

CE
0123



Agenzia di rappresentanza Esclusiva per
Puglia, Basilicata e Calabria

UniMED s.r.l.
Via Piave, 51 - 72015 Fasano (BR) - ITALY
Tel. +39 080 4413166 - Fax +39 080 4391133

www.unimed.it

Note: Le autorità locali nazionali possono porre restrizioni ai parametri indicati nella tabella precedente o limitare o rimuovere determinati usi previsti. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

I prodotti Quanta System sono fabbricati secondo gli standard internazionali e sono stati approvati dai più importanti Organismi notificati internazionali.

L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001: 2015 e EN ISO 13485: 2016. Quanta System S.p.A. è stata fondata nel 1985 e appartiene al EI. En. Group (società pubblica quotata al segmento Star della Borsa Italiana) dal gennaio 2004.

L'azienda, divisa in tre unità aziendali (medica, scientifica e industriale) è specializzata nella produzione di dispositivi laser e optoelettronici.

Quanta System
LASER IN OUR DNA

Quanta System S.p.A - quanta@quantasystem.com - www.quantasystem.com

