

Tecnologia innovativa
Per le vostre esigenze medico-estetiche

COOLSHAPING 2


Tecnologia evoluta per la crioadipolisi



RENAISSANCE

Crioadipolisi a 360°

Coolshaping2 è il dispositivo completo per crioadipolisi. La combinazione delle tecnologie Cryo (raffreddamento) e Vacuum (vuoto) crea un effetto snellente e totalmente sicuro per il corpo. Con questo nuovo sistema, l'area di trattamento è stata ampliata e il tempo di trattamento è stato notevolmente ridotto. 4 diversi tipi di manipoli permettono il trattamento di aree specifiche, tra cui il sottopetto.



La rivoluzionaria innovazione di COOLSHAPING2

- Azione a 360°
- Funzionamento simultaneo di 4 manipoli
- 4 tipi di manipoli per le diverse aree di trattamento
- Area di trattamento più ampia
- Tempo di trattamento notevolmente ridotto





Manipolo Large
115 x 225,5 x 120 (mm)




Manipolo Medium
93 x 188,7 x 96 (mm)



Manipolo Small
89 x 139 x 119 (mm)



Manipolo Mini
70 x 139 x 200 (mm)



Accessori




Cuscino




Cool pad



Liner

 Meccanismo di azione
**Avvio del raffreddamento**

Posizionare l'applicatore sulla zona da trattare e avviare il raffreddamento per raggiungere la temperatura selezionata.

**Reazione immediata**

Le cellule adipose nell'area target iniziano a rispondere alla cristallizzazione.

**30 giorni: processo metabolico**

Nelle settimane e nei mesi successivi al trattamento, le cellule adipose vengono danneggiate selettivamente ed eliminate gradualmente dal metabolismo.

**90 giorni: cellule adipose eliminate**

Le cellule adipose sono state eliminate e il numero e la dimensione degli adipociti sono notevolmente ridotti.

 Vantaggi



**Raffreddamento
omogeneo**



**4 tipi
di applicatori**



**Tempo di
recupero minimo**



**Funzionamento
simultaneo**



**Interfaccia
utente intuitiva**

Prima e dopo



PrimaDopo

Addome F / 32 - 3 trattamenti



PrimaDopo



Addome M / 40 - 2 trattamenti



PrimaDopo

Coscia F / 26 - 3 trattamenti

Aree di trattamento



CO OLSHAPING

SPECIFICHE

Tipo di energia	Lipolisi mediante raffreddamento (Cooling)
Intervallo di raffreddamento	-10~5°C
Pressione del vacuum	260 mmHg

Manipoli	Large, Medium, Small*, Mini*
Alimentazione	CA 100~240V, 50 / 60 Hz
Dimensioni	498 x 774 x 1.119 (mm)

* Opzionali

CE
0068



Agenzia di rappresentanza Esclusiva per
Puglia, Basilicata e Calabria

UniMED s.r.l.

Via Piave, 51 - 72015 Fasano (BR) - ITALY
Tel. +39 080 4413166 - Fax +39 080 4391133

www.unimed.it

 **RENAISSANCE®**
The laser excellence

www.renaissancelaser.it

Distributore ufficiale
ed esclusivo per l'Italia

DEKA
Innate Ability

DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
dekaitalia@deka.it - www.dekalaser.com

 **Eunsung** 

Eunsung Global Corp.

Sede centrale: 120, Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Repubblica di Corea. **Tel:** +82-33-760-1700(Rep.) **Fax:** +82-33-746-9716

Sede di Seul: #1701~1702, 145, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Repubblica di Corea. **Tel:** +82-2-514-9713(Rep.) **Fax:** +82-2-514-9716

E-mail: es@esglobal.co.kr / www.esglobal.co.kr