

**DEKA**  
Innate Ability

IL NUOVO **PRO SYSTEM**

**onda**  
PRO

**Tecnologia PGW  
Precision-GigaWave:  
oltre le Coolwaves®**

L'Evoluzione nel Face Countouring non invasivo

ONDA PRO per trattamenti di Medicina Estetica



# ONDA PRO

L'EVOLUZIONE DELL'ECCELLENZA

RIMODELLAMENTO E  
LIFTING DEL VOLTO

SKIN TIGHTENING

ADIPOSITÀ LOCALIZZATE

CELLULITE



# La rivoluzione della tecnologia PGW

Dopo il successo delle piattaforme ONDA, DEKA ha progettato **ONDA PRO**, introducendo la rivoluzionaria tecnologia PGW (Precision-GigaWave Technology) ampliando l'utilizzo delle Coolwaves® al face contouring, per un trattamento sicuro, efficace e non invasivo.

Il nuovo manipolo POCKET, che esalta le prestazioni di ONDA PRO, è caratterizzato da una profondità d'azione controllata che produce un effetto tightening e lifting, riducendo anche il grasso nella zona del sottomento.

## Perché scegliere **ONDA PRO**:

### Lifting


Grazie alla Tecnologia PGW, le Coolwaves® di ONDA PRO sono molto più versatili e selettive, il risultato è un effetto lifting del viso e distensivo delle rughe.

### Rassodamento

L'azione profonda sul derma produce un immediato effetto shrinkage e la produzione di nuovo collagene rendendo i tessuti compatti e tonici.

### Cellulite e riduzione dell'adipe

Le Coolwaves® e la Tecnologia PGW agiscono in profondità anche sulle membrane delle cellule adipose subcutanee. Il risultato è un preciso rimodellamento del corpo e del volto.





LA SCIENZA ALLA BASE

## Il nuovo manipolo **POCKET**

Il nuovo manipolo **POCKET** grazie alla sua ergonomia e alla sua profondità d'azione, ottimizza le prestazioni di **ONDA PRO** nelle aree del volto, generando un effetto rassodante e di lifting.



## Selettività e precisione dei manipoli

I manipoli sono stati progettati per emettere le **Coolwaves®** in maniera controllata. Grazie alla nuova Tecnologia PGW l'energia viene concentrata a diverse profondità, in base all'area e all'inetestimento da trattare, solo dove necessario, **preservando il tessuto circostante.**

## Differenti profondità d'azione per le diverse indicazioni d'uso

I tre manipoli **Deep, Shallow e Pocket** si differenziano per la loro profondità d'azione ed ognuno di essi è stato progettato per **diverse aree ed applicazioni.**



### **Pocket\***

Il più adatto per il **rassodamento ed effetto lifting del volto**



### **Shallow\***

Il più adatto per la **cellulite, skin tightening e riduzione del grasso del volto**



### **Deep\***

Il più adatto per la riduzione delle **adiposità localizzate**

## Il Sistema di raffreddamento integrato intelligente

Il sistema di raffreddamento integrato nel manipolo a contatto con la pelle consente di preservare gli strati più superficiali assicurando un trattamento confortevole per il paziente e minimizzando gli effetti collaterali.


\*Tutti i manipoli sono opzionali



LA SCIENZA ALLA BASE

## Tecnologia PGW e il suo meccanismo di azione

L'energia delle microonde colpisce direttamente il target: l'energia è adesso confinata in maniera più precisa, producendo diversi effetti in aree selezionate a profondità d'azioni diverse.





## Risultati Clinici



Per gentile concessione di  
Neoasia, *Singapore*



Per gentile concessione del  
Prof. Paolo Bonan,  
*Dermatologo, Italia*



Per gentile concessione della  
Dr.ssa Anna Claudia Butera,  
*Dermatologa, Italia*



Per gentile concessione del  
Dr. Joseph SeokBae Seo,  
*Dermatologo, Corea del Sud*



## **Coolwaves® e la tecnologia PGW sono l'ultima frontiera nella medicina estetica**

Le Coolwaves® sono state introdotte nel 2018 come prima tecnologia al mondo che utilizza speciali e sicure microonde per il trattamento delle adiposità localizzate, cellulite e lassità cutanea su diverse aree del corpo, in particolare addome, cosce e fianchi: distruggendo le cellule adipose, rassodando e rimodellando la silhouette.



**Grazie all'efficacia della nuova Tecnologia**

**PGW**

**(Precision-GigaWave Technology) le microonde sono il trattamento più richiesto dalle celebrities negli Stati Uniti.**





## La Parola ai Professionisti

“ Utilizzo da oltre 25 anni i sistemi a RF e sistemi laser, ma ho recentemente scoperto ONDA PRO e sono rimasto colpito dai risultati che la tecnologia PGW produce sul volto. Avevo intuito che le microonde fossero un punto di svolta nel mercato del face contouring ed avevo ragione. Uso ONDA PRO per un effetto lifting, tightening e per ridurre per l'adipe in eccesso ottenendo risultati incredibili. Il motivo della sua efficacia è la corretta profondità di azione: con ONDA PRO abbiamo la possibilità di usare manipoli con diverse profondità di azione (3 mm e 7 mm) in base al tipo di trattamento (maggiore azione sul derma o sull'adipe). Il risultato è un completo effetto lifting, brillantezza e morbidezza del volto senza downtime e con minimo/tollerabile fastidio”.

**Dr. Joseph SeokBae Seo,**  
Dermatologo (Corea del Sud)

“ ONDA PRO è la nuova piattaforma di DEKA che, partendo dalla sua storica applicazione nel body shaping, possiamo utilizzare anche nell'area del volto. Sfruttando le speciali microonde possiamo agire non solo sulle cellule adipose presenti nel volto, ma anche sul collagene, personalizzando l'applicazione utilizzando diversi manipoli: il 3 mm (Pocket) e il 7 mm (Shallow) adattando così questa tecnologia a diversi tipi di trattamento: pelle cadente, tighteninge per un vero e proprio lifting. Grazie a questo tipo di applicazione non abbiamo praticamente effetti collaterali: il trattamento risulta indolore per il paziente, che avvertirà solo una modesta sensazione di calore senza alcun tipo di eritema o gonfiore. Almeno nel 50% dei casi non ricorriamo all'intervento chirurgico perché possiamo ottenere un meraviglioso effetto lifting grazie ad Onda PRO. Una delle caratteristiche delle microonde, rispetto alla radiofrequenza, è la prolungata lesione termica del tessuto: l'effetto termico prodotto dalle microonde, permette di ottenere ottimi risultati anche nelle aree contigue al trattamento (palpebra bassa e mandibola) poiché interessate dalla diffusione termica. Tutto ciò rende questa procedura unica sul mercato, perché non disponiamo di nessun altro strumento capace di ottenere questo tipo di risultato. In conclusione possiamo dire che ONDA PRO - in particolare la sue applicazione sul volto - può essere considerata una procedura unica e innovativa nel campo della cosmetica e nel processo di rassodamento e lifting del viso. Raggiungiamo risultati eccellenti senza l'uso di consumabili”.

**Prof. Paolo Bonan,**  
Dermatologo (Italia)

**ONDA PRO È SOSTENIBILE**

I sistemi e le apparecchiature DEKA sono progettate e realizzate nel rispetto dei nostri obiettivi di sostenibilità per assicurare che la nostra catena di distribuzione sia tracciabile, trasparente e affidabile. Aderiamo agli standard ambientali internazionali per noi stessi e per i nostri fornitori.

LA PERFETTA COMBINAZIONE

## Punti di forza di ONDA

- Le Coolwaves® di ONDA PRO sono più selettive ed efficaci grazie alla nuova **Tecnologia PGW**
- Le **Coolwaves®** sono il primo trattamento non invasivo per la lassità cutanea, riduzione dell' adipe localizzata e rimodellamento della silhouette
- Adatto **per tutti i tipi di pelle**
- **Minimi tempi di recupero**
- **Un'esperienza fantastica**  
Non provoca fastidio come i trattamenti chirurgici invasivi e dolorosi
- **Tripla azione selettiva** basata sulla diversa profondità di azione dei manipoli
- Trattamenti **Sicuri e Efficaci**
- **Senza consumabili**



**Solo per utenti DEKA:**  
un ottimo supporto nella pratica medica

**DEKA** Club

**NUOVA INTERFACCIA e software user friendly**

**Manipoli Ergonomici (POCKET, SHALLOW, DEEP)**



**Luci al LED**

**COOLWAVES®**

**Tecnologia PGW**

# Specifiche Tecniche

ONDA PRO	
Fonte	Microonde - Coolwaves® (Tecnologia PGW)
Frequenza	2.45 GHz
Potenza	Fino a 200 W
Manipoli intelligenti	Deep - Shallow - Pocket
Raffreddamento manipolo	Raffreddamento brevettato integrato
Controllo emissione	Interruttore
Database	Tutorial integrati con protocolli di trattamento
Dimensioni e peso	110 (A) cm x 40 (L) x 70 (P) cm   60 Kg
Requisiti Elettrici	100-240 Vac - 50/60 Hz - 1500 VA

Questa brochure non è destinata al mercato statunitense.



Seguici su



[www.dekalaser.com](http://www.dekalaser.com)



**DEKA M.E.L.A. s.r.l.**

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia  
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

#### DEKA Innate Ability

DEKA, spin-off del gruppo El.En., è un'azienda leader nella progettazione e nella produzione di laser e sistemi di luce per applicazioni in campo medicale. DEKA commercializza le proprie apparecchiature in più di 120 paesi e attraverso una rete di distributori sui mercati internazionali e di filiali dirette in Francia, Giappone e USA. DEKA produce dispositivi laser in accordo con le specifiche della direttiva 93/42/EEC e secondo il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 13485.